



DAS

8027-IUS

XPT/IPT/IPTT
Portable Reader System



無線通信モジュール
(オプション)

交流充電口と USB シリアル
インターフェイス

DAS-8027-IUSリーダーはBMDSの書込可能なマイクロチップ (XPT-100, IPT-300, IPTT-300) に識別番号を書込、読取する携帯システムです。特許技術を持つBMDS製の IPTT-300を使えば体温の検出と表示も可能となります。

読取られたデータは高輝度の有機ELディスプレイに表示され、USB シリアル接続により周辺機器にデータ転送されます。オプション購入の無線通信モジュールを使えば有線での接続が難しいコンピュータへのデータ転送も可能です。読取ったデータはリアルタイムの転送だけでなく、リーダー内のメモリに保存もできます。

機能:

- XPT-100 (長さ8mm) と IPT/IPTT-300 (14mm) への書込み、読み取りができます。
- シリアル USB ポート
- 日付、時間記録機能
- リーダー内に 10,000 データの格納が可能
- 音と振動で読取状況を把握
- 電池作動あるいは交流ケーブル接続した連続作業
- オプション:無線通信モジュール
 - P2P の産業科学医療周波数を使用したコンピュータとモジュール間の通信
 - USB シリアル - Windows OS ドライバーをサポート
 - USB キーボード - Mac/Windows OS に対応



DAS

8027-IUS

XPT/IPT/IPTT
Portable Reader System

オプションアクセサリ:

- 書込用プースターコイル - リーダーの頭取部に取り付け、書込に最適な位置を確保します
- 無線通信モジュール - USB シリアルとUSB キーボードに対応
- リーダースタンド - 角度可変のスタンド
- **DASHost 8000** - Windows OSに対応した専用パソコンソフト
- **USB** データケーブル - データ通信ケーブル



リーダー仕様:

- **IPTT-300** では体温を表示
- 高輝度の有機ELディスプレイ
- オプションのプースターコイル使用により容易な書込
- パスワード設定と保護機能
- フォーマットパラメーターの変更も可能
- **P2P** の産業科学医療周波数を使用したコンピュータとモジュール間の無線通信 (903MHZ)
通信距離は約6メートル
- 充電は12Vの国際標準電力
- 電池: 2つの **3.7** リチウムイオン電池 **3000mAh** (交換作業は容易)
- リーダーサイズ: 幅7.3cm、高さ5.1cm、長さ25.0cm
- **CM-8000** 無線モジュール: 幅3.8cm、高さ2.2cm、長さ7.1cm
- 衝撃緩衝用ゴム製カバー付

アジア地区発売元: アルファクスバイオ株式会社

子母口事業所 〒213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口433番地
TEL: 044-755-6636 FAX: 044-755-6637 www.alphaxbio.co.jp

ALPHAX

BMDS.com