




BMDs

# IPTT-300

Implantable Programmable  
Temperature Transponder



直径2mm 長さ14mm

**BMDs社 エラムシステム (マイクロチップ式実験動物識別システム)**

**プログラム可能・温度機能付きトランスポンダー (マイクロチップ) IPTT-300**

- ◇マイクロチップは実験動物の皮下に埋入
- ◇動物への埋入は針状ユニット (シリンジ) を注射器のように使用
- ◇シリンジは動物に苦痛を与えない設計
- ◇マイクロチップ・シリンジともEO滅菌済
- ◇100個入り/1箱
- ◇マイクロチップは多孔性のアンカーにより体内移動しない (パテント取得)
- ◇マイクロチップはバッテリー不要の受信方式
- ◇IPTT-300は温度計測機能付き (通常は32°C~43°Cの範囲で検定)
- ◇32桁の英数字を書き込み可能



**ALPHAX BIO CO.,LTD**

アルファクスバイオ株式会社


子母口事業所

〒213-0023


神奈川県川崎市高津区子母口 433 番地

TEL 044-755-6636


FAX 044-755-6637




滅菌された使い捨て針にトランスポンダー  
が内蔵された一体型



埋入は簡単



組織にしっかりと定着  
(パテント取得：体内移動しない方式)



生理的に無害で安全。長期に渡って  
お使い頂けます

ELAMS

