

# BMDS DAS-8027 BLU

## Bluetooth Wireless Reader System



### DAS-8027 BLU の機能

新機種 DAS-8027-BLU はブルートゥース機能を持った携帯型の読取機（リーダー）です。

読取られたデータは無線で Bluetooth keyboard 接続の各種の機器に送られます。データは読取と同時に転送するかあるいは読取機のメモリーに格納されます。

The DAS-8027-BLU は書込みが可能な BMDS マイクロチップのデータの読取と番号の書込みを行います。

The DAS-8027-BLU は従来の IPT/IPTT-300 マイクロチップと新製品の 8mm XPT-100 マイクロチップに使用できます。

#### 使用可能な BMDS マイクロチップ

XPT-100

IPT-300

IPTT-300/IPTT-300 HTEC

### BLUETOOTH WIRELESS

Bluetooth 機能を持つ各種の PC, Mac, IOS, Andoroid あるいは Windows ベースの機器と繋がります。



iOS



発売元：アルファクスバイオ株式会社

ALPHAX



1-800-526-BMDS



www.BMDS.com  
1 Silas Road | Seaford | Delaware 19973  
inquiry@BMDS.com

# TECHNICAL INFORMATION



←←Programming Booster Coill

## 各種の機能

- 高輝度 OLED ディスプレイ
- 個別の連続点滅 LED ライトにより読取確認が容易
- ハイブリッド読取コイル採用により前方読取可能域の拡大
- 読取時の日付・時間を記録
- 体温読取機能
- パスワード設定により、誤使用の防止が可能 **ti**
- シリアルポートの各種パラメーターの変更が可能
- スムーズな読取とデータ転送を目視確認
- 12 ボルトの国際標準規格電源と充電機能
- 円筒形差し込み口からの 12 ボルト電力供給
- 電池 3.7 Li-ion 3000mAH 2 個 (交換可能)
- USB Serial と USB Keyboard 出力が可能な無線リモジュールを内蔵。
- Bluetooth Wireless Keyboard 出力



iOS



発売元：アルファクスバイオ株式会社

213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口 433 番地

TEL:044-755-6636 FAX:044-755-6636 <http://www.alphaxbio.co.jp>



1-800-526-BMDS

[www.BMDS.com](http://www.BMDS.com)  
1 Silas Road | Seaford | Delaware 19973  
[inquiry@BMDS.com](mailto:inquiry@BMDS.com)